

IQ 2004.xx

IQ 2014.xx

Gebruichsanweisung	DE	
Hydrophiler Einmalkatheter für den ISK (Intermittierender Selbstkatheterismus)		<ul style="list-style-type: none">Nur für den einmaligen Gebrauch.Nicht ohne vorherige Aktivierung durch sterile Kochsalzlösung 0,9% verwenden.Nach der Aktivierung sollte der Katheter zügig verwendet werden.Der Katheter darf nicht erneut sterilisiert werden.Vor Hitze, Frost und Nässe geschützt aufbewahren.
Directions for use	EN	
Hydrophilic Single-use catheter for ISC (Intermittent self-catheterisation)		<ul style="list-style-type: none">For single use only.Do not use without activating with sterile saline solution or clean water.The catheter should be used quickly after being activated.The catheter must not be sterilized again.Keep in a cool and dry place.
Mode d'emploi	FR	
Sonde hydrophile à usage unique pour l'autosondage intermittent		<ul style="list-style-type: none">La sonde ne peut être utilisée qu'une seule fois.Ne peut être utilisée qu'après avoir été activée par du sérum physiologique stérile.La sonde doit être utilisée rapidement après avoir été activé.La sonde ne doit pas être de nouveau stérilisée.A conserver à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.
Istruzioni d'uso	IT	
Catetere idrofilo per l'autocateterismo intermittente		<ul style="list-style-type: none">Monouso.Non usarlo prima di averlo attivato con cloruro di sodio 0,9% sterile.Dopo l'attivazione usare il catetere rapidamente.Il catetere non può essere risterilizzato.Conservare al riparo da calore, freddo e umidità.
Gebruiksinformatie	NL	
Hydrofielkatheter voor intermitterende katheterisatie		<ul style="list-style-type: none">Bestemd voor éénmalig gebruik.Niet gebruiken zonder vooraf de coating te activeren met schoon water.Na activering moet de katheter zo spoedig mogelijk gebruikt worden.De katheter mag niet opnieuw gesteriliseerd worden.Koel en droog bewaren.
Modo de empleo	ES	
Catéter hidrófilo de un solo uso para auto-cateterización intermitente		<ul style="list-style-type: none">El catéter es de un solo uso.Únicamente se puede utilizar una vez activado por un suero fisiológico estéril del 0,9 %.Una vez activado, el catéter se debe utilizar con rapidez.El catéter no se debe volver a esterilizar.Manténgase protegido del calor, el frío y la humedad.
Käyttöohje	FI	
Hydrofiilinen kertakatetri itsekatetrointiin		<ul style="list-style-type: none">Katetri on kertakäyttöinen.Katetria saa käyttää vain liukastettuna 0,9 % keittosuolaliuoksella.Katetri pitää käyttää välittömästi liukastamisen jälkeen.Katetria ei saa steriloida uudelleen.Säilytys kuivassa ja viileässä.
Návod k použití	CZ	
Hydrofilní jednorázový katetr pro ČIK (čistá intermittentní katetrizace)		<ul style="list-style-type: none">Pouze pro jednorázové použití.Nepoužívejte bez aktivace sterilním fyziologickým roztokem.Katetr by měl být použit záhy po jeho aktivaci.Sterilní produkt; nesmí být opětovně sterilizován.Skladujte v chladném a suchém místě.
Οδηγίες χρήσης	GR	
Υδρόφιλος καθετήρας μιας χρήσης για περιοδικό αυτοκαθετηριασμό		<ul style="list-style-type: none">Μόνο για μία χρήση.Μην τον χρησιμοποιείτε εάν δεν ενεργοποιηθεί προηγουμένως με αποστειρωμένο αλατούχο ύδωρ 0,9 %.Ο καθετήρας πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση.Ο καθετήρας δεν πρέπει να αποστειρωθεί ξανά.Διατηρήστε το σε σημείο που προστατεύεται από τη θερμότητα, τον παγετό και την υγρασία.
AE		

ارشادات الاستعمال

قسطرة بمحلول مائي للإستعمال لمرة واحدة

• للإستعمال لمرة واحدة فقط.

• لا تستعمل ألا بعد تفعليلها بالمحلول الملحي أو الماء النقي.

• يجب استعمال القسطرة بسرعة بعد تفعليلها.

• لا يجب إعادة تعقيم القسطرة.

• تحفظ في مكان جاف وبارد.

CE 0535

Gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
According to EU 93/42/EWG
Conforme à la directive UE 93/42/EWG
A norma delle direttive europee 93/42/EWG
Voldoet aan de EG-Richtlijn 93/42/EWG
Conforme a la directiva 93/42/CEE
Yhdenmukainen 93/42/EEC kanssa
Shodné se směrnicí EU – 93/42/EEC
Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 93/42/EOK
ЕЕC/42/93 حسب التعليمات

STERILE	EO
---------	----

Sterilisation mit Ethylenoxid
Sterilized with ethylene oxide
Stérilisation par gaz éthylène
Sterilizzazione con gas etilene
Ethyleen oxide gesteriliseerd
Esterilizado por gas etileno
Steriloitu etyleenioksidilla
Sterilizováno etylénoxidem
Αποστείρωση με αέριο αιθυλένιο
معقم بمادة اكسيد الايثيلين

LOT

Chargen-Nummer
Lot-No.
Numéro de charge
Numero di carico
Lotnummer
Lote nº
Eränumero
Šarže číslo
Αριθμός παρτίδας
رقم التشغيلية

|--|

Verwendbar bis (Jahr-Monat)
Use by (year-month)
Utilisable jusqu'à (an-mois)
Data di scadenza (anno-mese)
Houdbaar tot (jaar-maand)
Utilizar antes del (año-mes)
Käytä ennen (vuosi-kuukausi)
Použitelné do (rok-měsíc)
Χρήση έως (έτος-μήνας)
يستعمل حتى

|--|

Stückzahl
Pieces
Pièces
Nr. pezzi
Stuks
Número de piezas
Kappaletta
Kusú
Ποσότητα
القطع

2 STERILIZE

Nicht erneut sterilisieren
Do not sterilize again
Ne pas stériliser de nouveau
Non sterilizzare di nuovo
Niet opnieuw steriliseren
No esterilice de nuevo
Ei saa steriloida uudelleen
Nesterilizujte znovu
Να μην αποστειρωθεί ξανά
يستعمل لمرة واحدة ولايعد تعقيمه

|--|

ادخل القسطرة حتى يبدأ البول بالنزول وبعد توقف البول قم بسحب القسطرة ببطء.

|--|

MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

IQ20 2014-09

CE 0535

Neurott (Gewerbegebiet) • 74931 Lobbach • Germany
Tel. + 49 (0)6226 960 100 • Fax + 49 (0)6226 960 010
info@manfred-sauer.de • www.io-cath.de

عربي

اغسل يديك جيدا قبل الاستعمال للقسطرة لاتلمس القسطرة مباشرة .
وإن أمكن يمكنكم استخدام عبوة التغليف المعقمة للتحكم في انبوب القسطرة

|--|

افتح العبوة من جهة القمع ,ارفع ٢٠ القسطرة للأعلى وأملئء بالمحلول الملحي لتفعليلها لمدة ٣٠ ثانية.

|--|

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
Please keep protected from sunlight
Conserver à l'abri de la lumière solaire
Si prega di tenere al riparo dalla luce
Niet blootstellen aan zonlicht
Mantener protegido de la luz solar
Pidä suojattuna auringonvalolta
Chraňte před slunečním zářením
Είναι απαραίτητη η προστασία από το φως του ηλιου
تحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

5°C	25°C
-----	------

Temperaturbegrenzung
Temperature limitation
Limitation de température
Limitazione della temperatura
Temperatuurlimiet
Limite de temperatura
Lämpötilarajat
Teplotní omezení
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης
حدود درجة الحرارة

|--|

Gebruichsanweisung beachten
Read instructions
Suivre le mode d'emploi
Osservare attentamente le istruzioni d'uso
Volg de gebruiksaanwijzing
Seguir las instrucciones
Lue käyttöohjeet
Dodržujte návod k použití
Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
اقرأ التعليمات

|--|

Nicht zur Wiederverwendung
Do not use again
Ne peut être réutilisé
Non riutilizzabile
Niet voor hergebruik
No reutilizar
Ei saa käyttää uudelleen
Nepoužívejte opakovaně
Δεν επαναχρησιμοποιείται
لا تستعمل مرة ثانية

|--|

Nicht erneut sterilisieren
Do not sterilize again
Ne pas stériliser de nouveau
Non sterilizzare di nuovo
Niet opnieuw steriliseren
No esterilice de nuevo
Ei saa steriloida uudelleen
Nesterilizujte znovu
Να μην αποστειρωθεί ξανά
يستعمل لمرة واحدة ولايعد تعقيمه

|--|

ادخل القسطرة حتى يبدأ البول بالنزول وبعد توقف البول قم بسحب القسطرة ببطء.

|--|

MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

IQ20 2014-09

CE 0535

Neurott (Gewerbegebiet) • 74931 Lobbach • Germany
Tel. + 49 (0)6226 960 100 • Fax + 49 (0)6226 960 010
info@manfred-sauer.de • www.io-cath.de

Česky

Před každou katetrizací si důkladně umyjte ruce.
Nedotýkejte se přímo zaváděcí části katetru. Při zavádění je možno využít části obalu.

|--|

Obal otevřete v zadní části (u barevného konce).

|--|

Ve svislé poloze obal naplňte fyziologickým roztokem. Po 30 vteřinách je katetr připraven k použití.

|--|

Obal s katetrem otočte zadní částí dolů a přebytečnou tekutinu nechejte vytéct. Otevřete obal v přední části a uvolněte hlavičku katetru.

|--|

Obal může být využit k prodloužení a umožní odvod moči přímo do toalety. Stahujte obal směrem k barevnému koncovému kónusu, který dotažením do krajní polohy utěsní odtok.

|--|

Alternativně může být katetr vyjmut z obalu za barevný koncový kónus. V případě potřeby připojte sběrný sáček na moč.

|--|

Vhodným tipem desinfekčního prostředku pro ošetření sliznice očistěte žalud penisu (dodržíujete pokyny výrobce).

|--|

Opatrně zasouvejte katetr do močové trubice, dokud nezačne vytékat moč. Až přestane moč vytékat, pomalu katetr vytahujte.

|--|

Při likvidaci katetru postupujte podle místních předpisů.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

|--|

Pro další informace týkající se našich systémů pro katetrizaci prosím kontaktujte zákaznický servis.

<

Deutsch	English	Français	Italiano	Nederlands	Español	Suomi	
	<p>Please wash your hands thoroughly before catheterisation. At all times avoid touching the catheter itself. It is possible to use part of the packaging as a gripping aid.</p>	<p>Bien se laver les mains avant l'usage. Pendant le sondage, veiller à tenir la sonde à travers l'emballage fonctionnel et éviter de la toucher directement.</p>	<p>Prima dell' uso si consiglia di lavare accuratamente le mani. Non toccare il catetere direttamente. Come aiuto usare la confezione.</p>	<p>Was uw handen met water en zeep.</p>	<p>Por favor, lávese bien las manos antes del sondeaje. En todo momento evitar tocar el propio catéter. Es posible utilizar una parte de los envases como un medio de agarre.</p>	<p>Pese kädet huolellisesti ennen katetointia. Vältä koskemasta katetriin. Katetrin suojapakkausta voi käyttää apuna katetrin hygienisessä asettamisessa.</p>	
	<p>Die Verpackung an der hintersten Abreißmarke (Konnektor) öffnen. Den Katheter senkrecht nach unten halten und genügend sterile Kochsalzlösung einfüllen, damit der komplette Katheter für 30 Sek. benetzt wird.</p>	<p>Open the packet at the funnel end. Hold catheter upright and fill with saline or clean water to ensure the catheter surface is activated by the fluid for 30 sec.</p>	<p>Ouvrir l'emballage au pointillé antérieur (connecteur). Tenir la sonde verticale vers le bas, remplir l'emballage de sérum physiologique stérile et humecter la sonde 30 secondes.</p>	<p>Aprire la confezione lungo la linea di strappo posteriore (connettore).Tenere il catetere girato verticalmente verso il basso e riempire con una quantità sufficiente di soluzione salina sterile, affinché il catetere rimanga completamente immerso per 30 secondi.</p>	<p>Open de verpakking aan de kant van de connector. Houd de katheter recht-op, vul de verpakking met voldoende schoon water om de gehele katheter gedurende 30 seconden te bevochtigen.</p>	<p>Abra el envase por la parte posterior (conector). Sujete el catéter de forma vertical boca abajo, y lléne el envase con la cantidad suficiente de suero fisiológico para que el catéter quede completamente humedecido, durante 30 segundos.</p>	<p>Avaa pakkaus liittimen päästä. Pidä katetri pystyasennossa ja lisää neste. Varmista, että koko katetrin pinta on nesteen kastelema vähintään 30s ajan.</p>
	<p>Den Katheter umdrehen und die überschüssige Flüssigkeit ablaufen lassen. Die Verpackung vorne öffnen und den Katheterkopf freilegen.</p>	<p>Turn the packet upside down and drain the fluid out. Open the packaging at the front end and release the tip of the catheter.</p>	<p>Retournez la sonde et laissez écouler le liquide excédentaire. Ouvrez l'emballage à l'avant et dégagez la tête de la sonde.</p>	<p>Girare il catetere e vuotare il liquido in eccedenza. Aprire la confezione lungo la linea di strappo anteriore e scoprire la testa del catetere.</p>	<p>Draai de verpakking om en laat het water uit de verpakking lopen. Open de verpakking aan de voorzijde en maak de kathetertip vrij.</p>	<p>Invierta el catéter y deje salir el exceso de líquido. Abra el envase por la parte delantera y libere el extremo del catéter.</p>	<p>Käännä pakkaus ylösalaisin ja valuta neste pois. Avaa pakkaus katetrin kärjestä ja paljasta katetrin kärki.</p>
	<p>Die Verpackung kann als Verlängerung zum direkten Ablauf des Urins in die Toilette verwendet werden. Dazu den Katheter so weit nach vorne schieben, bis der Konnektor abdichtet.</p>	<p>The packaging can be used as an extension for draining the urine directly into the toilet. Move the funnel towards the front to seal the packet.</p>	<p>L'emballage fonctionnel peut être utilisé comme rallonge pour l'évacuation de l'urine dans les toilettes. Pour cela, poussez la sonde vers l'avant jusqu'à ce que le connecteur se bouche.</p>	<p>La confezione può venir usata come prolunga per uno svuotamento diretto dell'urina nella toilette. A questo scopo spingere il catetere il più avanti possibile finché il connettore chiude ermeticamente.</p>	<p>Om de urine direct in de toilet te laten afvloeien kunt u de verpakking gebruiken om de katheter te verlengen. Schuif de connector naar voren totdat de connector de verpakking afsluit.</p>	<p>El envase funcional se puede utilizar como extensión para evacuar la orina directamente en el WC. Para ello, empuje el catéter hacia adelante hasta que el conector se mueva.</p>	<p>Pakkausta voi käyttää katetrin jatkeena valutettaessa virtsa suoraan pönttöön. Liitin sulkee pakkauksen, kun sitä siirretään eteen.</p>
	<p>Alternativ den Katheter am Konnektor aus der Verpackung nehmen. Bei Bedarf den Katheter mit einem Urinbeutel verbinden.</p>	<p>Alternatively the catheter can be removed at the funnel end. Attach a urine bag if necessary.</p>	<p>Alternative: sortir la sonde de l'emballage par le connecteur. Brancher la sonde à une poche urinaire si nécessaire.</p>	<p>Alternativamente prendere il catetere fuori dalla confezione afferrandolo per il connettore. In caso di bisogno collegare il catetere con una sacca di raccolta dell'urina.</p>	<p>Als alternatief de katheter aan de connector uit de verpakking halen. Sluit indien noodzakelijk een urine opvangzak aan.</p>	<p>El catéter también se puede retirar del envase directamente unido al conector. Una el tubo con el conector durante la utilización de una bolsa urinaria.</p>	<p>Katetrin voi myös poistaa pakkauksesta liittimen päästä. Yhdistä tarvittaessa keräyspussi.</p>
	<p>Den Bereich um die Harnröhrenöffnung mit einem geeigneten Schleimhautdesinfektionsmittel desinfizieren (Anweisungen des Herstellers beachten).</p>	<p>Clean the glans (tip of penis) as directed by a healthcare professional.</p>	<p>Désinfectez l'ouverture de l'urètre et ses alentours avec un désinfectant approprié aux muqueuses et en suivant les recommandations du fabricant.</p>	<p>Disinfettare l'apertura dell'uretra con un disinfettante adatto alla disinfezione delle mucose (leggere attentamente le indicazioni della casa produttrice).</p>	<p>Reinig het uiteinde van de penis met een vochtig washandje, wattenbolletje of gaasje.</p>	<p>Desinfecte la apertura de la uretra y la zona circundante con un desinfectante apropiado para las mucosas y siguiendo las recomendaciones del fabricante.</p>	<p>Desin fioi peniksen kärki siihen tarkoitettulla pyyhkeellä terveydenhoitohenkilöiden ohjeiden mukaisesti.</p>
	<p>Den Katheter vorsichtig in die Harnröhre einführen, bis der Urin abläuft. Wenn kein Urin mehr fließt, den Katheter langsam herausziehen.</p>	<p>Insert the catheter until the urine begins to flow. When the urine stops flowing, pull the catheter out slowly.</p>	<p>Introduisez la sonde avec précaution dans l'urètre jusqu'à écoulement de l'urine. Retirez la sonde lentement de l'urètre quand l'urine cesse de couler.</p>	<p>Spingere delicatamente il catetere nell'uretra finché l'urina defluisce. Quando l'urina non scorre più, far uscire lentamente il catetere dall'uretra.</p>	<p>Houd de penis schuin naar boven. Breng de katheter langzaam in, totdat de urine begint te stromen. Bij gevoel van weerstand de druk op de katheter constant houden, maar niet forceren. De katheter zal de juiste weg zoeken. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.</p>	<p>Inserte el catéter cuidadosamente en la uretra hasta que la orina comience a fluir. Retire el catéter despacio de la uretra cuando la orina deje de fluir.</p>	<p>Työnnä katetri virtsaputkeen kunnes virtsaa alkaa valua. Kun virtsan tulo lakkaa, vedä katetri pois rauhallisesti.</p>
	<p>Den Katheter mit dem Restmüll entsorgen.</p>	<p>Dispose of the catheter according to local authority guidelines.</p>	<p>Jeter la sonde comme indiqué dans les directives locales.</p>	<p>Eliminare il catetere rispettando le norme locali.</p>	<p>De katheter weggooien volgende de lokale overheids richtlijnen.</p>	<p>Deseche el catéter conforme a las indicaciones de las directivas locales.</p>	<p>Hävitä pakkaus ohjeiden mukaisesti.</p>
<p>Für weitere Anwendungshinweise zu unseren Kathetersystemen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberater.</p>	<p>For further information regarding our catheter systems please contact our customer advisors.</p>	<p>Si vous avez besoin de plus d'informations concernant nos systèmes de sondage, nous vous prions de vous adresser à nos conseillers clientèle.</p>	<p>Per ulteriori informazioni riguardanti i nostri sistemi per il cateterismo, rivolgersi al nostro personale specializzato.</p>	<p>Voor meer informatie neem contact op met de informatielijn van Medeco.</p>	<p>Para obtener más información acerca de nuestros sistemas de catéter por favor póngase en contacto con nuestros asesores de clientes.</p>	<p>Lisätietoja tuotteista ja niiden käytöstä saa maahantuojalta.</p>	